

Pour plus d'informations sur ces produits, visitez le site fr.zhermack.com



zetalabor **TOUCH**
platinum85



FLAVOURED SMOOTH PRECISION

Touch the next generation lab putty

Conçu par les inventeurs de zetalabor, voici le nouveau silicone pour laboratoire **Platinum 85 TOUCH**.

Surface lisse et douce, haute définition du détail, parfum vanille : découvrez toutes les propriétés qui font de ce A-silicone le choix idéal pour des applications qui exigent qualité et fiabilité.

Platinum 85 TOUCH : touchez avec la main la nouvelle génération de silicone pour laboratoire Zhermack.





Avantages

Surface lisse après polymérisation

Haute Définition du détail

Stabilité dimensionnelle dans le temps

Optimisation des temps de travail

Parfumé

Résistant aux températures élevées

APPLICATIONS

MASQUES pour :

- réalisation de prothèses provisoires
- réparation de prothèse totale/squelétée
- réalisation de gencives artificielles sur modèle
- conception de structures métalliques
- reproduction de prothèses totales et de modèles en plâtre
- moulage sur articulateur

BASES pour :

- blocage de prothèses en réparations
- provisoires en résines composites photopolymérisables

CONTRE-MOULES pour :

- isolation de dents en moufle

CLÉS pour :

- enregistrement occlusal sur articulateur

Caractéristiques techniques

Rapport du mélange	Parfum	Temps de travail*	Temps de démoulage (min)*	Dureté	Couleur	Poids spécifique
1:1	Vanille	1'	4'	85 Sh-A	Dark Blue	1,6 g/ml

Conditionnements

Code	Description
C400750	1 pot de 4,3 kg (2690 ml) Base + 1 pot de 4,3 kg (2690 ml) Catalyseur
C400751	1 pot de 200 g (125 ml) Base + 1 pot de 200 g (125 ml) Catalyseur

*Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange.

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermpol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermpol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com