

# sympress



## As easy as pressing a button

**Sympress** es una **máquina de mezclado automático** diseñada específicamente para mezclar de manera **rápida** y **sencilla** materiales de impresión envasados en cartuchos 5:1.

La mezcla se hace de manera automática, lo cual le ayudará en su trabajo diario.

VERSÁTIL, FIABLE, FÁCIL DE USAR.

**Zhermack**   
Dental



- ▶ Compatible con los materiales de impresión más habituales del mercado (VPS y poliéter)
- ▶ Apto para cartuchos rígidos y no rígidos (360 o 380 ml)

- ▶ Calidad alemana de total confianza\*
- ▶ Funcionalidad: diseño compacto para ocupar menos espacio
- ▶ Bajo nivel de ruido

- ▶ Fácil de usar para ofrecer la máxima flexibilidad y confort en las clínicas dentales
- ▶ Procesamiento más rápido que ayuda a trabajar más eficientemente
- ▶ Mezcla uniforme y de mejor calidad que al hacerla manualmente

## Pruebe Sympress con nuestros sistemas 5:1

### INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

visualización de la cantidad de material restante en el cartucho

### PANEL DE CONTROL LED

con indicación para saber si el dispositivo está listo para su uso

### DOS VELOCIDADES DE DOSIFICACIÓN

para llenar las cubetas más rápidamente y las jeringuillas más lentamente



### CARGA AUTOMÁTICA

para una configuración más fácil

### TAPA TRANSPARENTE CONFORMADA

para colocar correctamente diferentes tipos de cartuchos

### OCUPA POCO ESPACIO



### La punta dinámico-estática

permite reducir hasta un 22% el desperdicio de materiales\*\*

Cartuchos de 380 ml para una mezcla más eficiente y homogénea.



\* Sympress se ofrece en colaboración con Renfert. \*\* En comparación con puntas utilizadas por los competidores más habituales del mercado.

### Características técnicas

Código	Modelo	Dimensiones (al. x an. x prof.) en mm	Peso (kg)	Alimentación (V/Hz)	Potencia total (W)
6000-0000	Sympress – 230 V	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10 % / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress – 120 V	330 x 190 x 380	7	120 V ± 10 % / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V (conector Reino Unido)	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10 % / 50 Hz	170
6000-3000	Sympress 100 V	330 x 190 x 380	7	100 V ± 10 % / 50-60 Hz	170