

sympress



As easy as pressing a button

Sympress è un **miscelatore automatico** ideato per una miscelazione **facile** e **veloce** dei **materiali da impronta in cartucce 5:1**.

La miscelazione diventa automatica per semplificare il lavoro di ogni giorno.

VERSATILE, AFFIDABILE, FACILE DA UTILIZZARE.

Zhermack 
Dental



Versatile
Open system

- ▶ Compatibile con i più comuni materiali da impronta presenti sul mercato (VPS e polieterei)
- ▶ Può essere utilizzata con cartucce hard e soft (360 o 380 ml)



Affidabile
Rely on quality

- ▶ Qualità tedesca di cui ti puoi fidare*
- ▶ Funzionale: design compatto per ingombri ridotti sul piano di lavoro
- ▶ Silenziosa



Facile da utilizzare
Work smarter

- ▶ Facile da utilizzare per offrire la massima flessibilità e comfort agli studi dentistici
- ▶ Flussi di lavoro ottimizzati per migliorare l'efficienza
- ▶ Miscelazione costante e di qualità superiore rispetto alla miscelazione manuale

Prova Sympress con i nostri sistemi 5:1

INDICATORE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

indica la quantità di materiale residuo all'interno della cartuccia

PANNELLO DI CONTROLLO LED

indica quando la macchina è pronta all'utilizzo

DOPPIA VELOCITÀ DI ESTRUSIONE

velocità superiore per il riempimento del portaimpronta e inferiore per la siringa



CARICAMENTO AUTOMATICO

per un facile utilizzo

COPERCHIO DI PLASTICA TRASPARENTE

per il corretto inserimento di tipi differenti di cartucce

BASE DI PICCOLE DIMENSIONI

Cartucce da 380 ml per una miscelazione omogenea ed efficiente.



Il puntale dinamico-statico

consente di ridurre fino al 22% lo spreco di materiale**

* Sympress è offerta in partnership con Renfert. ** Rispetto ai puntali utilizzati dai competitors più diffusi sul mercato.

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Dimensione (A x P x L - mm)	Peso (Kg)	Tensione di rete (V/Hz)	Potenza assorbita (W)
6000-0000	Sympress - 230 V	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress - 120 V	330 x 190 x 380	7	120 V ± 10% / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V plug UK	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-3000	Sympress 100 V	330 x 190 x 380	7	100 V ± 10% / 50 - 60 Hz	170